

Prkar1A ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み） Wb、If/Icc、Elisa用 - P10644

商品番号: CM0016684



前書き

ヒトPRKAR1Aに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ノックアウト法で検証済み。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。cAMPシグナル伝達経路の研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] PRKAR1A ウサギ pAb
備考/別名	CAR; CNC; CNC1; PKR1; TSE1; ADOHR; PPNAD1; PRKAR1; ACRDYS1; 1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5573
GeneID	5573
免疫原	ヒトPRKAR1A (NP_002725.1) のアミノ酸1-250に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10644
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ