

Prmt1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q99873

商品番号: CM0017484



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みのPRMT1
ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的はタンパク質アルギニンN-メチルトランスフェラーゼ1（UniProt: Q99873）です。エピゲノム研究およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRMT1 Rabbit pAb
別名	ANM1; HCP1; IR1B4; HRMT1L2; PRMT1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3276
遺伝子ID	3276
免疫原	ヒトPRMT1 (NP_001527.3) のアミノ酸270～371番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99873
タンパク質分子量	42kDa
発送方法	保冷剤