


Pro-Glucagon Rabbit Pab For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

商品番号: CM0015629



前書き

グルカゴン、GLP-1、GLP-2の前駆体であるPro-glucagonに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適用可能。ヒト、マウス、ラットと反応。グルコース代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Pro-glucagon Rabbit pAb
備考/別名	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Pro-glucagon
種	ヒト
遺伝子ID	2641
免疫原	ヒトPro-glucagon (NP_002045.1)のアミノ酸21-89に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01275
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ