

WbおよびElisa用 Prodh ウサギ Pab - O43272

商品番号: CM0028298

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のポリクローナルウサギ抗PRODH抗体。ヒト、マウス、ラット由来の内因性プロリン脱水素酵素1を検出します。標的はプロリン代謝の中核をなすミトコンドリア酵素であり、がんや統合失調症との関連が報告されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRODH ウサギ pAb
備考/別名	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP53I6; PRODH
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5625
遺伝子ID	5625
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPRODH (NP_057419.4) のアミノ酸321-600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43272
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	保冷バッグ