

DbおよびElisa用途向けプロゲステロンウサギモノクローナル抗体 - A26215

商品番号: CM0009733

前書き

プロゲステロンウサギモノクローナル抗体（製品コード：A26215）は、ドットブロット（DB）およびELISAに適した種非依存の試薬です。本抗体は、ホルモン測定法開発および診断研究におけるプロゲステロン検出をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	プロゲステロン ウサギmAb
備考/別名	プロゲステロン
免疫原	プロゲステロンに対応する化学化合物
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	DB、ELISA
交差反応性	種非依存
輸送方法	保冷剤