


Proteasome 20S Lmp7 Rabbit Pab - P28062

商品番号: CM0021742



前書き

ヒト Proteasome 20S

LMP7サブユニット（PSMB8、30kDa）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。免疫プロテアソームおよび抗原提示研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Proteasome 20S LMP7 Rabbit pAb
備考/別名	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; Proteasome 20S LMP7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5696
GeneID	5696
免疫原	組換えタンパク質：ヒトProteasome 20S LMP7のアミノ酸167-276に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_683720.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28062
タンパク質分子量	30kDa
配送条件	氷袋