

Proz ウサギ Pab - P22891

商品番号: CM0023966



前書き

ビタミンK依存性プロテインZを標的とするポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。凝固および止血研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PROZ ウサギ pAb
備考/別名	PZ; PROZ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8858
遺伝子ID	8858
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPROZ (NP_003882.1) のアミノ酸220-340に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22891
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ