

Prpf31 ウサギモノクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q8Wwy3

商品番号: CM0007011



前書き

コアスプライソソームタンパク質であるU4/U6 snRNP

Prp31を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体を用いたWBおよびELISAアプリケーションで検証済みで、分子量は55 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRPF31 ウサギモノクローナル抗体
別名	RP11, PRP31, SNRNP61, NY-BR-99, PRPF31
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26121
遺伝子ID	26121
免疫原	ヒトPRPF31 (Q8WWY3) のアミノ酸350～450領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WWY3
タンパク質分子量	55kDa
発送方法	氷袋梱包