

Prpf4 ウサギモノクローナル抗体 - O43172

商品番号: CM0006669



前書き

PRPF4

ウサギモノクローナル抗体は、ヒトPRPF4（U4/U6 snRNP 60 kDaタンパク質）を標的とするモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。スプライシング研究および網膜色素変性症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRPF4 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	PRP4; RP70; HPRP4; Prp4p; HPRP4P; SNRNP60; PRPF4
種	ヒト
遺伝子ID	9128
免疫原	ヒトPRPF4（NP_004688.2）のアミノ酸450-522に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43172
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ