

Prpf8 ウサギ Pab - Q6P2Q9

商品番号: CM0025533



前書き

ヒトPRPF8を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応。スプライセオソーム研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRPF8 ウサギ pAb
備考/別名	PRPF8; RPI3; HPRPF8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10594
GeneID	10594
免疫原	ヒトPRPF8 (NP_006436.3) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6P2Q9
タンパク質分子量	274kDa
配送	保冷バッグ