

WbおよびElisa用 Prrt2 ウサギ Pab - Q7Z6L0

商品番号: CM0024422

前書き

WBおよびELISAで検証済みのPRRT2ウサギポリクローナル抗体。シナプス伝達に関与する神経伝達物質放出の調節因子であるヒトおよびマウスPRRT2と反応します。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PRRT2 ウサギ pAb
備考/別名	PKC; EKD1; ICCA; BFIC2; BFIS2; DSPB3; DYT10; FICCA; IFITMD1; PRRT2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	112476
GeneID	112476
免疫原	ヒトPRRT2 (NP_660282.2)のアミノ酸20-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q7Z6L0
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ