

Prss2 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P07478

商品番号: CM0027671



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用のPRSS2 ウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスに反応します。PRSS2（トリプシン-2）は、回腸におけるディフェンシンプロセッシングに関与する分泌型セリンプロテアーゼです。消化酵素およびパネート細胞の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PRSS2 Rabbit pAb
備考・別名	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5645
遺伝子ID	5645
免疫原	ヒトPRSS2（NP_002761.1）のアミノ酸24～247番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P07478
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	氷袋