


Psma7 ウサギ Pab - O14818

商品番号: CM0025814



前書き

PSMA7 ウサギポリクローナル抗体は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。標的はプロテアソームサブユニット α 型-

7 (28kDa) で、タンパク質分解と細胞制御に関与しています。プロテアソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PSMA7 ウサギ pAb
別名	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; PSMA7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5688
GeneID	5688
免疫原	ヒト PSMA7 (NP_002783.1) のアミノ酸1-248に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14818
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤