


Psmc3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P17980

商品番号: CM0020199



前書き

ウサギ抗PSMC3ポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫組織化学、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのPSMC3（重要な26のSプロテアソーム調節サブユニット）を検出します。ユビキチン-プロテアソーム経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMC3 ウサギ pAb
備考/別名	RPT5; TBPI; DCIDP; PSMC3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5702
遺伝子ID	5702
免疫原	ヒト PSMC3 (NP_002799.3) のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17980
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスパック