


Wb、Elisa用Psmc12ウサギポリクローナル抗体 - O00232

商品番号: CM0029241



前書き

WBおよびELISAで検証済みのPSMD12ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのPSMD12（26Sプロテアソーム非ATPase調節サブユニット12）を検出します。これはユビキチン-プロテアソームシステムの重要な構成要素です。プロテアソーム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMD12 Rabbit pAb
備考/別名	p55; Rpn5; STISS; PSMD12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5718
遺伝子ID	5718
免疫原	ヒトPSMD12 (NP_002807.1) のアミノ酸197-456に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00232
タンパク質分子量	53kDa
配送	アイスパック