


Psmd14 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O00487

商品番号: CM0005148



前書き

ヒトPSMD14（UniProt O00487）をタッチした高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。プロテアソーム機能、タンパク質分解、DNA修復の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMD14 ウサギ mAb
備考/別名	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10213
GeneID	10213
免疫原	ヒトPSMD14（O00487）のアミノ酸112-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00487
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ