


Wb、If/Icc、Elisa用Psmid8ウサギポリクローナル抗体 - P48556

商品番号: CM0028246



前書き

26Sプロテアソーム非ATPase制御サブユニットであるPSMD8に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。ユビキチン-プロテアソーム経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PSMD8 Rabbit pAb
備考/エイリアス	S14; p31; HIP6; HYPF; Nin1p; Rpn12; HEL-S-91n; PSMD8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5714
GeneID	5714
免疫原	ヒトPSMD8 (NP_002803.2) のアミノ酸101-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48556
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋