

## Wb、Elisa用PspHウサギモノクローナル抗体 - P78330

商品番号: CM0007164



### 前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質なPSPHウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。L-

セリン合成における重要な酵素であるホスホセリンホスファターゼを標的とします。代謝および神経疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 製品名      | PSPH ウサギmAb                                         |
| 備考/別名    | PSP ; PSPHD ; PSPH                                  |
| 種        | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID    | 5723                                                |
| 免疫原      | ヒトPSPH (NP_004568.2) のアミノ酸1~225に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                 |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                           |
| アプリケーション | WB、ELISA                                            |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS    | P78330                                              |
| タンパク質分子量 | 25kDa                                               |
| 配送       | 保冷バッグ                                               |