

Ptbp1 ウサギモノクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - P26599

商品番号: CM0008252



前書き

ヒトPTBP1 (hnRNP I)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのPTBP1を検出し、期待されるバンドサイズは60kDaです。RNAスプライシングおよび遺伝子調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTBP1 ウサギ mAb
備考/別名	PTB, PTB2, PTB3, PTB4, pPTB, HNRPI, PTB-1, PTB-T, HNRNP1, HNRNP-I, PTBP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5725
GeneID	5725
免疫原	ヒトPTBP1 (P26599) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P26599
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋