

Ptpn22 ウサギ Pab (Wb、If/Icc、Elisa用) - Q9Y2R2

商品番号: CM0012883



前書き

TCRシグナリングの主要な負の調節因子であるPTPN22 (LYP) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに最適。ヒト、マウス、ラットと交差反応し、自己免疫疾患や免疫シグナリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPN22 ウサギ pAb
備考/別名	LYP; PEP; LYP1; LYP2; PTPN8; PTPN22.5; PTPN22.6; PTPN22
種	ヒト
GeneID	26191
免疫原	ヒトPTPN22 (NP_036543.4) のアミノ酸1-90に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2R2
タンパク質分子量	92kDa
発送	保冷バッグ