


Wb、If/Icc、Elisa用 Ptpn5 ウサギポリクローナル抗体 - P54829

商品番号: CM0019337



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたPTPN5 (STEP)

ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。シナプス可塑性およびニューロン生存経路における重要なホスファターゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPN5 Rabbit pAb
備考/別名	STEP; STEP61; PTPSTEP; PTPN5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84867
GeneID	84867
免疫原	ヒトPTPN5 (NP_116170.3) のアミノ酸190-307に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54829
タンパク質分子量	64kDa
配送	氷袋