


WbおよびElisa用Ptproウサギポリクローナル抗体 - Q16827

商品番号: CM0028521



前書き

ヒトPTPRO（受容体型チロシンタンパク質ホスファターゼO）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。腎臓病およびシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PTPRO Rabbit pAb
備考/別名	NPHS6; PTPU2; GLEPP1; PTP-OC; PTP-U2; PTPROT; R-PTP-O; PTPRO
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5800
遺伝子ID	5800
免疫原	ヒトPTPRO (NP_109592.1) のアミノ酸30-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q16827
タンパク質分子量	138kDa
配送	保冷バッグ