

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Pumaウサギモノクローナル抗体 - Q9Bxh1

商品番号: CM0010206



前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高特異性PUMAウサギモノクローナル抗体。がんおよび細胞死研究に重要なp53アップレギュレーションアポトーシス調節因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PUMAウサギmAb
備考／別名	JFY1; PUMA; JFY-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27113
免疫原	合成ペプチド (ヒトPUMAのアミノ酸100～193, NP_055232.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXH1
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ