

Wb用PumaウサギPab - Q96Pg8/Q9Bxh1

商品番号: CM0020025

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのPUMAウサギpAb。ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。複数のPUMAアイソフォーム（10～26 kDa）を標的とし、アポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PUMAウサギpAb
備考／別名	JFY1; PUMA; JFY-1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	27113
免疫原	合成ペプチド：ヒトPUMA（NP_001120713.1）のアミノ酸50～131内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96PG8/Q9BXH1
タンパク質分子量	10kDa/14kDa/20kDa/26kDa
配送	保冷バッグ