

ピューロマイシン ウサギモノクローナル抗体 -
Wb、Ihc、If、Ip、フローサイトメトリー、Elisaで検証済み
商品番号: CM0000066

前書き

このピューロマイシンウサギモノクローナル抗体は、ピューロマイシン化合物に対して作製されており、タンパク質合成アッセイにおけるピューロマイシン取り込みの検出に最適です。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、FC（細胞内）、ELISAで検証済みであり、種を問わず反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ピューロマイシン ウサギmAb
遺伝子ID	CAS:58-58-2
免疫原	ピューロマイシンに対応する化学化合物
宿主	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、IP、FC（細胞内）、ELISA
交差反応性	種非依存性
配送	アイスバッグ