

ピューロマイシン ウサギ Pab - Cas:58-58-2

商品番号: CM0019707

前書き

ピューロマイシン ウサギ pAbは、ピューロマイシンに対して作製されたウサギポリクローナル抗体です。種に依存しない交差反応性を持ち、WBおよびELISAに適しており、タンパク質合成およびピューロマイシンを用いた選択の研究ツールとして役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ピューロマイシン ウサギ pAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	CAS:58-58-2
遺伝子ID	CAS:58-58-2
免疫原	ピューロマイシンに相当する化学化合物
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	種に依存しない
配送	アイスバッグ