


Pygb ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） - P11216

商品番号: CM0029046



前書き

ヒトPYGB（脳グリコーゲンホスホリラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのPYGBを検出し、予測分子量は97 kDaです。グリコーゲン代謝および脳エネルギー恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PYGB ウサギ pAb
備考/別名	GPBB; PYGB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5834
遺伝子ID	5834
免疫原	ヒトPYGB (NP_002853.2) のアミノ酸544-843に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11216
タンパク質分子量	97kDa
配送	保冷バッグ