


Rab10 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P61026

商品番号: CM0006944



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了した高品質なRAB10ウサギモノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのRAB10を検出し、細胞内輸送および膜輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	RAB10 ウサギmAb
備考／別名	RAB10; ras-related protein Rab-10; [KD検証済] RAB10
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10890
遺伝子ID	10890
免疫原	合成ペプチド ヒトRAB10（NP_057215.3）のアミノ酸101-200領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61026
タンパク質分子量	23kDa
配送方法	氷袋