

Rab34 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P0Di83/Q9Bzg1

商品番号: CM0014673

前書き

ヒトRAB34に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいて複数のアイソフォームを検出します。核小体機能および代替スプライシングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB34 ウサギ pAb
備考/別名	RAH; NARR; RAB39; RAB34
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	83871
遺伝子ID	83871
免疫原	ヒトRAB34 (NP_114140.4) のアミノ酸1-259に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DI83/Q9BZG1
タンパク質分子量	21kDa/28kDa/29kDa
配送	氷袋