

Wb、Elisa用Rab3DウサギPab - O95716

商品番号: CM0017225



前書き

RAB3DウサギpAb (O95716) は、WBおよびELISA用に検証されたポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスと交差反応します。予測バンドは24kDaです。膜輸送およびエキソサイトーシスにおけるRab-3Dの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB3DウサギpAb
備考／別名	GOV; D2-2; RAB16; RAD3D; RAB3D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9545
GeneID	9545
免疫原	組換えタンパク質 ヒトRAB3D (NP_004274.1) のアミノ酸1〜219に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95716
タンパク質分子量	24kDa
配送	保冷バッグ