


Rab4A ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P20338

商品番号: CM0029379



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのRAB4Aに対するウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のRAB4Aを検出します。標的は細胞内膜輸送およびタンパク質輸送を制御する小型GTPaseで、エンドソーム経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	RAB4A Rabbit pAb
別名	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
対象種	ヒト
遺伝子ID	5867 (ヒト)
免疫原	ヒトRAB4A (NP_004569.2) のアミノ酸50～150領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20338
タンパク質分子量	24kDa
発送方法	保冷剤