

細胞内フローサイトメトリー用 ウサギ抗4-ヒドロキシノネナール(4-Hne)モノクローナル抗体

商品番号: CM0000052

前書き

脂質過酸化の主要マーカーである4-ヒドロキシノネナール(4-HNE)を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。種を問わず反応性を示し、細胞内フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。診断薬開発向けのIV D原料として供給いたします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗4-ヒドロキシノネナール mAb
略称/別名	4-HNE
免疫原	4-ヒドロキシノネナールに対応する化合物
由来	ウサギ
カテゴリー	その他修飾抗体
用途	FC (細胞内)
交差反応性	種非依存的
輸送方法	氷袋