

Abflo 488 ウサギ抗4-ヒドロキシノネナール(4-Hne) モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用）

商品番号: CM0000027

前書き

脂質過酸化マーカーである4-ヒドロキシノネナール(4-HNE)を標的とする、ABflo 488で標識された蛍光ウサギモノクローナル抗体です。種を問わない反応性を持ち、細胞内フローサイトメトリー(FC intra)に最適で、酸化ストレス研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ウサギ抗4-ヒドロキシノネナール mAb
略称/別名	4-HNE
免疫原	4-ヒドロキシノネナールに対応する化学化合物
起源	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	種非依存的
発送	氷袋