

ウエスタンブロット、Ihc-P、Elisa用 ウサギ抗Atf5モノクローナル抗体 - Q9Y2D1

商品番号: CM0008457

前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAアプリケーション用のウサギ抗ATF5モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。この抗体は、細胞生存と分化に重要な転写因子ATF5を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ATF5 Rabbit mAb
備考/別名	ATFX; HMFN0395; ATF5
種	ヒト
GeneID (Human)	22809
GeneID	22809
免疫原	合成ペプチド: ヒトATF5 (Q9Y2D1) のアミノ酸183-282に対応する配列の合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2D1
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ