

ウサギ抗Bgat (Abo) ポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P16442

商品番号: CM0023913



前書き

ヒトBGAT（ABO転移酵素）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。ABO血液型抗原の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BGAT Rabbit pAb
備考/別名	GTB; NAGAT; A3GALNT; A3GALT1; BGAT
種	ヒト
GeneID	28
免疫原	ヒトBGAT（NP_065202.2）のアミノ酸54-354に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16442
タンパク質分子量	41kDa
配送	氷袋