

ウサギ抗C3Ar1ポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q16581

商品番号: CM0023058



前書き

ヒトC3AR1に対するウサギポリクローナル抗体。C3AR1は、走化性や炎症に関与するアナフィラトキシンC3aのGタンパク質共役型受容体です。WBおよびELISAで検証済みであり、マウスとの交差反応性があります。GPCRシグナル伝達の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C3AR1 ウサギpAb
備考/別名	AZ3B; C3AR; HNFAG09; C3AR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	719
遺伝子ID	719
免疫原	合成ペプチド。ヒトC3AR1 (NP_004045.1) の1-100アミノ酸配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q16581
タンパク質重量	54kDa
配送	アイスバッグ