


ウサギ抗ネコCd8A モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P41688

商品番号: CM0004404



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ネコCD8αに対する。フローサイトメトリーで検証済み。ネコモデルにおける免疫表現型解析およびT細胞研究に最適。UniProt P41688に対する標的特異性。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ネコCD8α mAb
備考/別名	CD8A
標的種	ネコ
GeneID (ヒト)	925
GeneID	493799
免疫原	ネコCD8αのアミノ酸25-186に対応する組換えタンパク質 (NP_001009843.1)
抗体産生種	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ネコ
SWISS	P41688
タンパク質分子量	32-34 kDa
発送条件	保冷剤