


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ネコCD8Aモノクローナル抗体 - P41688

商品番号: CM0004508



前書き

ネコCD8αに対する組換えウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）に適しています。ネコ免疫学研究におけるCD8陽性T細胞およびNK細胞応答の研究を容易にします。ネコと特異的に交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ネコCD8α mAb
備考/別名	CD8A
種	ネコ
GeneID (ヒト)	925
GeneID	493799
免疫原	ネコCD8α (NP_001009843.1) のアミノ酸25～186番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ネコ
SWISS	P41688
タンパク質分子量	32～34kDa
発送方法	保冷剤