

ウサギ抗Cc2D1Aポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q6P1N0

商品番号: CM0024841

前書き

ヒトCC2D1Aを標的とするウサギポリクローナル抗体。
。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。遺伝子調節、シナプス機能、PI3Kシグナリングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CC2D1A Rabbit pAb
備考/別名	Lgd2; MRT3; TAPE; Aki-1; FREUD-1; Freud-1/Aki1; CC2D1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54862
GeneID	54862
免疫原	ヒトCC2D1A（NP_060191.3）のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6PIN0
タンパク質分子量	104kDa
配送	氷袋