


フローサイトメトリー用 ウサギ抗Cd14モノクローナル抗体 - P08571

商品番号: CM0004334



前書き

フローサイトメトリー用 共役

ウサギ抗CD14モノクローナル抗体です。ヒトおよびカニクイザルの単球/マクロファージ上のCD14を検出します。CD14はLPSの共受容体であり、自然免疫研究に不可欠です。分子量：40 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD14 mAb
別名	CD14
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	929
遺伝子ID	929
免疫原	ヒトCD14 (NP_000582.1) のアミノ酸20-352番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P08571
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	氷袋梱包