

Wb、Fc、Elisa用ウサギ抗Cd62E/E-セレクトインモノクローナル抗体 - P16581

商品番号: CM0006597



前書き

WB、FC、ELISAで検証済みのヒトCD62E/E-セレクトインウサギモノクローナル抗体。組換え免疫原を使用し、66kDaのバンドを検出します。白血球接着および炎症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD62E/E-セレクトイン ウサギ mAb
備考/別名	SELE; CD62E; ELAM; ELAM1; ESEL; LECAM2; E-selectin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6401
GeneID	6401
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD62E/E-セレクトイン (NP_000441.2) のアミノ酸22-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16581
タンパク質分子量	66kDa
配送	氷袋