


ウサギ抗Cd8Aモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P01732

商品番号: CM0012511



前書き

ヒトCD8aを標的とするウサギモノクローナル抗体。
で標識され、フローサイトメトリーに使用します。ヒトおよびカニクイザルのサンプルで検証済みです。免疫学および免疫腫瘍学研究における免疫細胞プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト/サル CD8a mAb
備考/別名	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	925
GeneID	925
免疫原	組換えタンパク質（ヒトCD8a (NP_001759.3) のアミノ酸22-182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト、カニクイザル
SWISS	P01732
タンパク質分子量	21kDa/25kDa/30kDa
配送	アイスパック