

ウサギ抗Ddddkタグモノクローナル抗体 - Ddddkタグ

商品番号: CM0010690

前書き

細胞内フローサイトメトリー用のDDDDKタグを標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。種に依存しないタグ認識により、さまざまなモデル系で柔軟な実験デザインが可能です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗DDDDKタグmAb
備考／別名	DDDDK；DDDDKタグ；DDDDK-tag
免疫原	合成ペプチド：DDDDKタグに対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	種非依存
配送	保冷バッグ