

ウサギ抗イヌCd19 モノクローナル抗体 - Cd19

商品番号: CM0004723

前書き

B細胞表面抗原であるイヌCD19を標的とする、でコンジュゲートされたウサギ由来モノクローナル抗体です。イヌ免疫学研究におけるフローサイトメトリー(FC)用途向けに設計されています。イヌと交差反応性を示し、直接免疫蛍光染色に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗イヌCD19 mAb
別名	CD19
種	イヌ
遺伝子ID (ヒト)	930
遺伝子ID	607898
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	イヌ
発送方法	保冷剤