

Rabbit Anti-Dog Cd19 Monoclonal Antibody - Cd19

商品番号: CM0004626

前書き

イヌCD19を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。イヌB細胞の直接フローサイトメトリー（FC）解析に最適です。組換え免疫原を使用しており、イヌCD19に特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Dog CD19 mAb
別名	CD19
種	イヌ
ヒト遺伝子ID	930
遺伝子ID	607898
免疫原	イヌCD19（XP_013969991.1）のアミノ酸20-299に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	イヌ
配送方法	氷袋