

ウサギ抗イヌCd27 Mab - Cd27

商品番号: CM0010020

前書き

イヌCD27（TNFRSF7）を標的とする、共役ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、イヌ試料と特異的に反応します。イヌ研究における免疫細胞プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗イヌCD27 mAb
備考/別名	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
対象種	イヌ
遺伝子ID（ヒト）	939
遺伝子ID	611674
免疫原	イヌCD27（XP_038295140.1）のアミノ酸20～215番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	イヌ
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	氷袋