

ウサギ抗イヌCd27モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- Cd27

商品番号: CM0010234

前書き

イヌCD27（TNFRSF7）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に設計された組換え免疫原（アミノ酸20～215）。イヌを対象とした研究および診断開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗イヌCD27 mAb
備考／別名	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
種	イヌ
遺伝子ID（ヒト）	939
遺伝子ID	611674
免疫原	イヌCD27（XP_038295140.1）のアミノ酸20～215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	イヌ
タンパク質重量	31kDa
配送	保冷剤