

フローサイトメトリー用ウサギ抗イヌCd4モノクローナル抗体 - イヌCd4

商品番号: CM0008268

前書き

イヌCD4を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）でバリデーション済み。組換え免疫原（aa 26-400）。イヌリンパ球の表現型解析および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗イヌCD4 mAb
備考／別名	Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Laurasiatheria; Carnivora; Caniformia; Canidae; Canis
種	イヌ
遺伝子ID（ヒト）	920
遺伝子ID	403931
免疫原	イヌCD4（NP_001003252.1）のアミノ酸26-400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	イヌ
輸送	保冷バッグ