

ウサギ抗イヌ Cd4 モノクローナル抗体 - Np\_001003252.1

商品番号: CM0004453

前書き

フローサイトメトリー（FC）アプリケーション向けのウサギ抗イヌ CD4モノクローナル抗体。組換えタンパク質免疫原、イヌ CD4 と反応します。イヌの免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | ウサギ抗イヌ CD4 mAb                                                            |
| 備考/別名      | 真核生物; 後生動物; 脊索動物; 頭蓋動物; 脊椎動物; 真口上綱; 哺乳綱; 真獣亜綱; 劉形上目; 食肉目; イヌ形亜目; イヌ科; イヌ属 |
| 種          | イヌ                                                                        |
| 遺伝子ID (ヒト) | 920                                                                       |
| 遺伝子ID      | 403931                                                                    |
| 免疫原        | 組換えタンパク質                                                                  |
| ソース        | ウサギ                                                                       |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                                 |
| アプリケーション   | FC                                                                        |
| 交差反応性      | イヌ                                                                        |
| 配送         | アイスバック                                                                    |