

Rabbit Anti-Dog Cd8A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P33706

商品番号: CM0010984

前書き

フローサイトメトリー用の高品質結合ウサギ抗イ犬CD8Aモノクローナル抗体。T細胞表面糖タンパク質CD8アルファ鎖を標的とし、MHCクラスI相互作用および細胞障害性T細胞応答に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Dog CD8A mAb
備考/別名	CD8; p32; Leu2; CD8alpha; CD8A
種	イヌ
GeneID (ヒト)	925
GeneID	403157
免疫原	イヌCD8A (NP_001002935.1) のアミノ酸25-139に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	イヌ
SWISS	P33706
タンパク質分子量	26 kDa
配送	アイスバッグ